



CP0016V



CP0016VCS

## DESCRIÇÃO


- Muda Fraldas verticais para instalar directamente na parede, em polipropileno com aditivo antibacteriano incorporado (CP0016V e CP0016VCS) e com exterior de aço inoxidável AISI 304 (apenas no CP0016VCS).
- Os Muda Fraldas BabyMedi® oferecem um elevado nível de segurança e limpeza, sendo a solução ideal para espaços públicos com tráfego elevado, oferecendo resistência e durabilidade.
- O seu desenho moderno e elegante permite que o Muda Fraldas se integrem perfeitamente em qualquer ambiente de casa de banho.
- O aditivo anti-microbiano Biocote® facilita a limpeza ao reduzir a reprodução de micróbios causadores de doenças, maus odores e manchas.
- São fornecidos com cinto de segurança de nylon ajustável e de fixação rápida.
- Cama com um par de ganchos para suportar bolsas ou sacos, ajudando a manter os utensílios pessoais sempre à mão.
- Os Muda Fraldas BabyMedi® estão certificados de acordo com as normas EN 12221-1 e EN 12221-2. Estas normas requerem que os equipamentos sejam sujeitos a um teste de carga estática de 50Kg durante uma hora.

## CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	550 x 100 (fechado)/ 890 (aberto) x 480 mm
PESO	13.4 Kg / CP0016V 16.6 Kg / CP0016VCS
CAPACIDADE DISPENSADOR TOALHITAS	80 unidades
ALT. DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA	800 mm (do solo ao ponto mais baixo)
ALT. DE INSTALAÇÃO RECOM. (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)	700 mm (do solo ao ponto mais baixo)




#### COMPONENTES E MATERIAIS

**CP0016V** Em polipropileno, cor branca.

**CP0016VCS** Em polipropileno, cor branca, com exterior em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado.

- **Cama:** com aproximadamente 1900 cm<sup>2</sup>, em polipropileno com aditivo anti-bacteriano Biocote® incorporado e acabamento de cor branca, que facilita a limpeza e reduz a reprodução de micróbios causadores de doenças, maus odores e manchas.
- **Dispensador de toalhitas:** com fechadura e chave especial Mediclinics, fabricado em polipropileno e com capacidade para, aproximadamente, 80 toalhitas.
- **Mecanismo de Abertura/Fecho:** permanece sempre oculto, fora do campo de visão do utilizador. Consiste num par de dobradiças de aço reforçado e um cilindro pneumático que garantem uma abertura/fecho do Muda Fraldas muito suave e uma extensa durabilidade.
- **Chassis de Montagem à parede:** fabricado em aço com um tratamento de cataforese, de montagem fácil na parede. São incluídos, de série, todos os elementos de fixação necessários para a sua instalação a uma parede de tijolo.
- **Chassis Frontal:** (apenas em CP0016VCS) de peça única em aço inoxidável AISI 304, de 0,8 cm de espessura, fixado à base da cama por 4 parafusos ocultos. Sem juntas ou arestas cortantes que proporcionam uma maior segurança e conforto. Limpeza e manutenção facilitadas e uma excelente integração com os restantes acessórios da casa de banho.

#### MONTAGEM



A Mediclinics S.A. reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Mediclinics S.A.